

令和 7 年度 青臨技 精度管理調査 輸血細胞治療部門 解答速報

1. ABO、RhD 血液型検査（輸血 A・B・C）

	ABO 血液型							RhD 血液型				
	オモテ検査			ウラ検査			ABO 判定	直後判定		D 陰性確認試験		RhD 判定
	抗 A 試薬	抗 B 試薬	結果	A ₁ 赤血球	B 赤血球	結果		抗 D 試薬	Rh-control	抗 D 試薬	Rh-control	
試料 1	4+	0	A	0	3+～4+	A	A 型	4+	0	不要	不要	D 陽性
試料 2	0	4+	B	3+～4+	0	B	B 型	4+	0	不要	不要	D 陽性

2. 不規則抗体検査（輸血 B・C）

	不規則抗体スクリーニング（輸血 B・C）	不規則抗体同定（輸血 C）	準備する血液製剤（輸血 C）		
	判定	抗体名	ABO 血液型	RhD 血液型	その他の血液型
試料 1	陽性	抗 Fy ^b	A 型	RhD 陽性	Fy ^b 陰性
試料 2	陽性	抗 E、抗 Di ^a	B 型	RhD 陽性	E 陰性、Di ^a 陰性

3. フォトサーベイ（輸血 A・B・C）

	ABO 血液型							RhD 血液型		
	オモテ検査			ウラ検査			ABO 判定	直後判定		RhD 判定
	抗 A 試薬	抗 B 試薬	結果	A ₁ 赤血球	B 赤血球	結果		抗 D 試薬	Rh-control	
写真 1	3+ または 2+	4+	判定保留	4+	4+	O	判定保留	4+	3+ または 2+	判定保留
写真 2	4+	0	A	0	4+	A	A 型	0	0	判定保留